



Nobil-Metal S.p.A.
Strada San Rocco, 28
14018 Villafranca d'Asti
Italy

Tel. +39 0141 933811
www.nobilmetal.com



**MARGIN
SUN - LOW VALUE
ADD-ON
INCISAL - DENTIN**



**DENTIN
A2 - A3 - A3.5 - B2
B3 - C3 - D3
DENTIN
WHITE - YELLOW
ORANGE
GINGIVA
PINK - DARK PINK**



**SPEED
1 - 2 - 3
INTENSIVE
CHROMA
A - B - C - D**



**ENAMEL
LIGHT - MEDIUM
LOW
TRANSPARENT
CLEAR
TRANSLUCENT
YELLOW - ORANGE
BROWN - BLUE**



**OPAQUE DENTIN
A2 - A3 - A3.5 - B2
B3 - C3 - D3
MAMELON
SALMON - IVORY
SAND**



**OPAL
CLEAR - TROPICAL
SNOW - MEDUSA
LONDON FOG**



Margin
Add-On



Intensive Chroma
Speed



Opaque Dentin
Mamelon



Dentin
Gingiva



Enamel
Translucent
Transparent Clear



Opal



ITALIANO / ENGLISH

DIVA



NOBEL-METAL
ALLOYS & DENTAL SOLUTIONS

The result of 25 years of experience in dental ceramics and dialogue with the dental technician.


La sintesi di 25 anni di esperienza nelle ceramiche dentali e di dialogo con l'odontotecnico.

The constant dialogue with the laboratory allowed us to focus on the needs that have been the basis for developing the DIVA concept.

The demand for a reliable and long-lasting ceramic that matched with the current metals (Co-Cr and especially Pd based alloys, but also the traditional precious PFM alloys) led to the choice of a feldspathic based material, with firing temperature at 920° C, low shrinkage and easy handling (build up).

Il dialogo costante con il laboratorio ci ha permesso di mettere a fuoco le esigenze che sono state la base per lo sviluppo del concetto della sistematica DIVA.

La richiesta di una ceramica affidabile e resistente che si "sposasse" con i metalli attuali (leghe a base Co-Cr e base Pd soprattutto, ma anche le leghe tradizionali preziose PFM) ha indirizzato la scelta verso un materiale a base feldspatica, con temperatura di cottura a 920°C, bassa contrazione e facilmente modellabile (build up).



7 Opaque Dentins + 7 Dentins with a range of calibrated masses...46 masses and 19 Paste Opaque to give maximum freedom and obtain very interesting results. Simplicity for those approaching the world of dental ceramics, security for those who need a product in the daily work, flexibility for those who want to go further...What else?

7 Dentine Opache + 7 Dentine con una serie di masse calibrate...46 masse e 19 Paste Opache per dare massima libertà ed ottenere risultati molto interessanti. Semplicità per chi si avvicina al mondo della ceramica dentale, sicurezza per chi necessita di un prodotto nella produzione giornaliera, flessibilità per chi vuole andare oltre...What else?

